


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Btkポリクローナル抗体 - Q06187

商品番号: CM0018107



前書き

ウサギポリクローナルBTK抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISA用途に適しています。B細胞の発生とシグナル伝達において重要なキナーゼである、ヒト、マウス、ラットのBTKを認識します。製品はUniProt Q06187に対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTKウサギpAb
備考/別名	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
種	ヒト
GeneID	695
免疫原	ヒトBTK (NP_000052.1) のアミノ酸30~240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06187
タンパク質分子量	76kDa
輸送	保冷バッグ