


Anti-C-Jun Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P05412

商品番号: CM0018659



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに使用可能なc-Junウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒトおよびマウスのc-Jun（36kDa）を検出します。これは、AP-1シグナル伝達および発がんに関与する転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	c-Jun Rabbit pAb
備考/別名	API; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3725
遺伝子ID	3725
免疫原	c-Jun (NP_002219.1) のアミノ酸90-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05412
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋