

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用Anti-C4Cウサギポリクローナル抗体 - P0C0L5

商品番号: CM0024145



前書き

ヒトC4c（補体C4-B）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。補体経路および自然免疫研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C4c Rabbit pAb
備考/別名	CH; C4F; CO4; C4B1; C4B2; C4B3; C4B5; C4BD; C4B12; C4B_2; CPAMD3; C4c
種	ヒト
GeneID (ヒト)	721
GeneID	721
免疫原	ヒトC4c (NP_001002029.3) のアミノ酸1337-1446に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0C0L5
タンパク質分子量	192kDa
配送	アイスパック