


Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用 抗カドヘリン-17 (Liカドヘリン) ウサギモノクローナル抗体 - Q12864

商品番号: CM0011713



前書き

ヒトカドヘリン-17 (LI-カドヘリン) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとも交差反応します。細胞接着および組織構築の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIカドヘリン／カドヘリン-17 ウサギmAb
備考／別名	HPT1; CDH16; HPT-1; LIカドヘリン／カドヘリン-17
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1015
遺伝子ID	1015
免疫原	合成ペプチド ヒトLIカドヘリン／カドヘリン-17 (Q12864) のアミノ酸1〜100内の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12864
タンパク質分子量	92 kDa
輸送	保冷バッグ