

ウエスタンブロット (Wb)、Ihc-P、Elisa用 抗カルビンディン ウサギ ポリクローナル抗体 - P05937

商品番号: CM0016646



前書き

ウエスタンブロット (WB)、IHC-P、ELISAで検証済みのカルビンディン ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのカルビンディンを認識します。組換え全長免疫原で作製。カルシウムシグナリング、ビタミンD、神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルビンディン ウサギ pAb
備考/別名	CALB; D-28K; Calbindin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	793
遺伝子ID	793
免疫原	ヒトカルビンディン (NP_004920.1) のアミノ酸1-261に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P05937
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ