

WbおよびElisa用抗Cald1ウサギポリクローナル抗体 - Q05682

商品番号: CM0030963

前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けの抗CALD1ウサギポリクローナル抗体です。平滑筋収縮と非筋細胞運動性を調節する、アクチンおよびミオシン結合タンパク質であるヒトカルデスモンを認識します。心血管研究および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CALD1 ウサギ pAb
備考/別名	CDM, HCAD, LCAD, h-CD, H-CAD, L-CAD, NAG22, CALD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	800
遺伝子ID	800
免疫原	ヒトCALD1 (NP_004333.1) のアミノ酸1〜240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q05682
タンパク質分子量	93kDa
輸送方法	アイスバッグ