

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Calm3 ウサギポリクローナル抗体 - P62158

商品番号: CM0012903

前書き

ヒトCALM3（カルモジュリン3）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。タンパク質分子量は16kDaです。診断および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CALM3 Rabbit pAb
備考/別名	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	808
遺伝子ID	808
免疫原	ヒトCALM3 (NP_005175.2) のアミノ酸40～140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62158
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤