

Wb、Elisa用抗カルパイン1ウサギポリクローナル抗体 - P07384

商品番号: CM0021313



前書き

ヒトCalpain

1 (muCANP/CANP1) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、タンパク質分子量は82kDaです。カルシウム制御性タンパク質分解および神経変性経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Calpain 1ウサギpAb
備考/別名	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpain 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	823
遺伝子ID	823
免疫原	ヒトCalpain 1 (NP_005177.2) のアミノ酸20～330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07384
タンパク質分子量	82kDa
配送	保冷バッグ