

## 抗カルペイン2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P17655

商品番号: CM0010151



### 前書き

ヒトCalpain-2触媒サブユニット（CANP2、mCANP）に対するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格リモデリングやシグナル伝達の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                           |
|-----------|---------------------------------------------|
| 製品名       | Calpain 2 Rabbit mAb                        |
| 備考/別名     | CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, Calpain 2     |
| 対象種       | ヒト                                          |
| 遺伝子ID（ヒト） | 824                                         |
| 遺伝子ID     | 824                                         |
| 免疫原       | ヒトCalpain-2（P17655）のアミノ酸600-700番に相当する合成ペプチド |
| 起源        | ウサギ                                         |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                   |
| 用途        | WB, ELISA                                   |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                  |
| SWISS     | P17655                                      |
| タンパク質分子量  | 80kDa                                       |
| 発送方法      | 氷袋                                          |