


抗カルポニン1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Elisa用） - P51911

商品番号: CM0010147



前書き

ヒトCalponin-1（CNN1、SMCC）を標的とした組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。平滑筋収縮の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルポニン ウサギmAb
別名	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponin
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1264
遺伝子ID	1264
免疫原	合成ペプチド：ヒトカルポニン（P51911）のアミノ酸198～297番以内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51911
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷剤