

If/Icc、Elisa用抗Caluウサギポリクローナル抗体 - O43852

商品番号: CM0016544

前書き

IF/ICCおよびELISA用カルメニン（CALU）ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットと交差反応します。ビタミンK依存性カルボキシル化およびカルシウム結合の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CALUウサギpAb
備考／別名	CALU; カルメニン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	813
GeneID	813
免疫原	ヒトCALU（NP_001210.1）のアミノ酸20～315に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O43852
タンパク質重量	37kDa
配送	保冷バッグ