


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応 抗Camk2G ポリクローナル抗体 - Q13555

商品番号: CM0023249



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギ由来抗CAMK2Gポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCAMK2Gと反応します。カルシウムシグナル伝達を対象とする神経科学および骨格筋研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMK2G ウサギpAb
別名	CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; CAMK2G
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	818
遺伝子ID	818
免疫原	ヒトCAMK2G (NP_751909.1) のアミノ酸300～410番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q13555
タンパク質分子量	63kDa
発送方法	保冷剤