


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Capzb ラビットポリクローナル抗体 - P47756

商品番号: CM0027981



前書き

CAPZBを標的とするラビットポリクローナル抗体。W B、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのF-アクチンキャッピングタンパク質サブユニットベータ（31 kDa）と反応します。細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPZB Rabbit pAb
備考/別名	CAPB; CAPZ; CAPPB; CAPZB
種	ヒト
GeneID	832 (ヒト)
免疫原	ヒトCAPZB (NP_004921.1) のアミノ酸1-272に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P47756
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋