

Wb、Elisa用抗Card8ポリクローナル抗体 - Q9Y2G2

商品番号: CM0014217



前書き

WBおよびELISA用途向けCARD8ウサギpAb。ヒトカスパーゼリクルートメントドメイン含有タンパク質8を検出します。CARD8は主要なインフラマソームセンサーです。パイロトーシス、自然免疫、HIV-1潜伏感染の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CARD8ウサギpAb
備考／別名	NDPP; DACAR; DAKAR; NDPP1; TUCAN; CARDINAL; CARD8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22900
GeneID	22900
免疫原	ヒトCARD8 (NP_001171829.1) のアミノ酸1〜200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y2G2
タンパク質分子量	61 kDa
配送	保冷バッグ