


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cas9 ウサギモノクローナル抗体 - Q99Zw2

商品番号: CM0010898



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギモノクローナルCas9抗体。化膿レンサ球菌（*Streptococcus pyogenes*）Cas9（Q99ZW2）を認識し、ヒトおよび他の種との交差反応が予測されます。CRISPR研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cas9 ウサギ mAb
備考/別名	CAS9
種	化膿レンサ球菌 (<i>Streptococcus pyogenes</i>)
GeneID	901176
免疫原	化膿レンサ球菌 M1 GAS CAS9 (NP_269215.1) のアミノ酸450-730に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、その他（広範囲に予測）
SWISS	Q99ZW2
タンパク質分子量	158kDa
輸送	保冷バッグ