

抗カゼインキナーゼ2ベータ（Csnk2B）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Ic c、Elisa用） - P67870

商品番号: CM0008266



前書き

ヒトカゼインキナーゼ2ベータ（CSNK2B）に対する
 検証済みの組換えウサギモノクローナル抗体。WB、I
 F/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラット
 と交差反応します。キナーゼシグナル伝達、EBV感染
 、および神経発達性疾患のメカニズムの研究に最適で
 す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) Rabbit mAb
備考/別名	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1460
GeneID	1460
免疫原	組換えタンパク質 ヒトカゼインキナーゼ2ベータ（CSNK2B）（CSNK2B）（P67870）のアミノ酸101-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P67870
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ