

Wb、Ip、If/Icc、Elisa用抗カスパーゼ8ウサギモノクローナル抗体 - O89110

商品番号: CM0009034

前書き

マウス用のウサギモノクローナル抗カスパーゼ8抗体で、WB、IP、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。細胞死および癌研究のために、アポトーシスの主要な開始因子（UniProt O89110）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カスパーゼ8 ウサギmAb
備考／別名	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspase-8
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	841
遺伝子ID	12370
免疫原	マウスカスパーゼ8（NP_033942.1）のアミノ酸1～218番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O89110
タンパク質分子量	55 kDa
発送方法	保冷剤