


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗カテプシンB ポリクローナル抗体 - P07858

商品番号: CM0012877



前書き

ヒトカテプシンBを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。プロテアーゼ生物学および癌転移の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カテプシンB ウサギ pAb
備考/別名	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1508
GeneID	1508
免疫原	ヒトカテプシンB (NP_001899.1) のアミノ酸18-339に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07858
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ