


If/IccおよびElisa用 Anti-Caveolin-1 ポリクローナル抗体 - Q03135

商品番号: CM0016454



前書き

ヒトCaveolin-

1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICC
およびELISAに適しています。カベオラ、膜シグナリ
ング、T細胞活性化の研究に最適です。SWISS:
Q03135。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caveolin-1 Rabbit pAb
備考/別名	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	857
GeneID	857
免疫原	ヒトCaveolin-1 (NP_001744.2) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03135
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ