

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Cbfbウサギモノクローナル抗体 - Q13951

商品番号: CM0012025



前書き

ヒトCBFB（コア結合因子サブユニットベータ）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。CBF/RUNX転写因子複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBFBウサギmAb
備考/別名	CLCD2; PEBP2B
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	865
遺伝子ID	865
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCBFB（NP_001746.1）のアミノ酸1〜182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13951
タンパク質分子量	22 kDa
輸送	保冷バッグ