


Wb、Ip、Elisa用 抗Ccadc98(Abra1)ウサギモノクローナル抗体 - Q6Uwz7

商品番号: CM0005895



前書き

ヒトCCDC98（ABRA1、FAM175A）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISAに適しています。DNA二本鎖切断修復とゲノム安定性に重要なBRCA1-A足場タンパク質を標的としており、腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCDC98 ウサギmAb
別名	ABRA1; CCDC98; FAM175A
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	84142
GeneID	84142
免疫原	合成ペプチド（ヒトCCDC98のアミノ酸310-409番）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q6UWZ7
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	保冷剤