

抗Ccl2/Mcp-1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P13500

商品番号: CM0029133



前書き

ヒトCCL2/MCP-

1に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。総CCL2/MCP-1の内在性レベルを検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。炎症およびアテローム性動脈硬化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL2/MCP-1 ウサギpAb
別名	HC11, MCAF, MCP1, MCP-1, SCYA2, GDCF-2, SMC-CF, HSMCR30, CCL2/MCP-1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6347
GeneID	6347
免疫原	ヒトCCL2/MCP-1 (NP_002973.1) のアミノ酸24-99番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13500
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷剤