


## Wb、If/Icc、Elisa用抗Ccl4ウサギポリクローナル抗体 - P13236

商品番号: CM0022145



## 前書き

この抗CCL4ウサギポリクローナル抗体は、炎症およびHIV抑制に関与するヒトCCL4（MIP-1 $\beta$ ）を検出します。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。免疫学および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | CCL4ウサギpAb                                                                            |
| 別名         | ACT2; G-26; HC21; LAG1; LAG-1; MIP1B; SCYA2; SCYA4; MIP1B1; AT744.1; MIP-1-beta; CCL4 |
| 種          | ヒト                                                                                    |
| GeneID（ヒト） | 6351                                                                                  |
| GeneID     | 6351                                                                                  |
| 免疫原        | 合成ペプチド ヒトCCL4（NP_002975.1）のアミノ酸1～92内の配列に対応する合成ペプチド。                                   |
| 由来         | ウサギ                                                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                             |
| アプリケーション   | WB、IF/ICC、ELISA                                                                       |
| 交差反応性      | ヒト                                                                                    |
| SWISS      | P13236                                                                                |
| タンパク質分子量   | 10 kDa                                                                                |
| 発送方法       | 保冷剤                                                                                   |