

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Ccm2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bsq5

商品番号: CM0028613



前書き

心血管発生の重要な調節因子であるCCM2（malcavernin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットサンプルへの交差反応性が報告されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	CCM2 ウサギ pAb
備考/別名	OSM; C7orf22; PP10187; CCM2
種	ヒト
遺伝子ID	83605
免疫原	ヒトCCM2（NP_113631.1）のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BSQ5
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ