


WbおよびElisa用Anti-Ccr2ウサギポリクローナル抗体 - P41597

商品番号: CM0027430



前書き

WBおよびELISAで検証済みのCCR2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。ケモカイン受容体シグナル伝達、単球遊走、および炎症性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR2 Rabbit pAb
備考/別名	CKR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2
種	ヒト
GeneID	729230
免疫原	ヒトCCR2 (NP_001116513.2) のアミノ酸150-250内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P41597
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ