

WbおよびElisa用Anti-Ccsウサギポリクローナル抗体 - O14618

商品番号: CM0025079



前書き

ヒトCCS（スーパーオキシドディスムターゼ用銅シャペロン）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。免疫原はアミノ酸1-

274に相当する組換えタンパク質です。研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCS Rabbit pAb
備考/別名	CCS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9973
免疫原	ヒトCCS (NP_005116.1) のアミノ酸1-274に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14618
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ