


Wb、Elisa用 Anti-Cct5 ポリクローナル抗体 - P48643

商品番号: CM0026245



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証されたCCT5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットのCCT5を認識します。CCT5は、アクチンおよびチューブリンの折りたたみを助けるTRiCシャペロニン複合体の重要な構成要素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCT5 Rabbit pAb
備考/エイリアス	CCTE; HEL-S-69; PNAS-102; CCT-epsilon; TCP-1-epsilon; CCT5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22948
GeneID	22948
免疫原	ヒトCCT5 (NP_036205.1) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48643
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ