


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cct8 ウサギ ポリクローナル抗体 - P50990

商品番号: CM0026868



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギ抗CCT8ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCCT8に反応します。タンパク質フォールディング、テロメア生物学、繊毛研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCT8 ウサギ pAb
備考/別名	Cctq; PRED71; D21S246; C21orf112; CCT8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10694
GeneID	10694
免疫原	ヒトCCT8 (NP_001269837.1) のアミノ酸248-497に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50990
タンパク質分子量	60kDa
輸送	氷袋