

## Wb、Elisa用抗Cd101ポリクローナル抗体 - Q93033

商品番号: CM0022951

### 前書き

ヒトCD101（免疫グロブリンスーパーファミリーメンバー2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、T細胞増殖抑制や白血病腫瘍細胞の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | CD101 Rabbit pAb                                                |
| 備考／別名      | V7; IGSF2; EWI-101; CD101                                       |
| 種          | ヒト                                                              |
| GeneID（ヒト） | 9398                                                            |
| GeneID     | 9398                                                            |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   ヒトCD101（NP_004249.2）のアミノ酸21～410に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                       |
| 用途         | WB、ELISA                                                        |
| 交差反応性      | ヒト                                                              |
| SWISS      | Q93033                                                          |
| タンパク質分子量   | 115kDa                                                          |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                           |