

Anti-Cd102 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35330

商品番号: CM0019126



前書き

マウスCD102（ICAM-2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと反応します。標的は、白血球の移動と免疫応答に関与する細胞接着分子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD102 ウサギ pAb
備考/別名	CD102; Ly-60; Icam-2
種	マウス
GeneID (ヒト)	3384
GeneID (マウス)	15896
免疫原	マウスCD102（NP_034624.1）のアミノ酸20-222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P35330
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスパック