

Wb、Elisa用抗Cd105ウサギポリクローナル抗体 - Q63961

商品番号: CM0022507

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、マウスCD105（エンドグリン、S-エンドグリン）を特異的に検出します。ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、TGF-β/BMPシグナル伝達におけるコレセプターであり、血管新生の主要な調節因子を標的とするため、血管生物学、がん研究、発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD105ウサギpAb
備考／別名	Endo; CD105; S-エンドグリン
種	マウス
Gene ID	13805
免疫原	マウスCD105（NP_031958.2）のアミノ酸27～581に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q63961
タンパク質分子量	70kDa
輸送	保冷バッグ