

## Wb、Fc、Elisa用抗Cd105/エンドグリンウサギモノクローナル抗体 - Q63961

商品番号: CM0006319

前書き

マウスCD105/エンドグリンに対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、FC、ELISAで検証済み。血管新生研究、血管生物学研究、TGF-betaシグナル伝達経路の解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | CD105/エンドグリン ウサギmAb                                   |
| 備考／別名      | Endo; CD105; S-エンドグリン                                 |
| 種          | マウス                                                   |
| GeneID（ヒト） | 2022                                                  |
| GeneID     | 13805                                                 |
| 免疫原        | マウスCD105（NP_031958.2）のアミノ酸27～581に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                             |
| アプリケーション   | WB、FC、ELISA                                           |
| 交差反応性      | マウス                                                   |
| SWISS      | Q63961                                                |
| タンパク質分子量   | 70kDa                                                 |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                 |