

Wb、Elisa用 抗Cd117/C-Kit ウサギ モノクローナル抗体 - P10721

商品番号: CM0006639



前書き

WB、ELISA用に検証された高品質な抗CD117/c-Kitウサギモノクローナル抗体。ヒトKIT受容体（P10721）を標的とし、細胞生存、造血、幹細胞維持、メラニン生成において重要な役割を果たします。がん研究や幹細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD117/c-Kit ウサギ mAb
備考/別名	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3815
GeneID	3815
免疫原	組換えタンパク質 ヒトc-Kit (NP_000213.1)のアミノ酸26-520に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10721
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷バッグ