

Fc、Elisa用 抗Cd123ウサギモノクローナル抗体 - P26952

商品番号: CM0004193

前書き

フローサイトメトリーおよびELISAアプリケーション用CD123ウサギモノクローナル抗体（IL-3Rα）。マウスCD123と反応；細胞外ドメインに対応する組換え免疫原。造血およびサイトカインシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD123ウサギmAb
備考/別名	CD123; SUT-1; CDw123
種	マウス
GeneID (ヒト)	3563
GeneID (マウス)	16188
免疫原	マウスCD123 (NP_032395.1) のアミノ酸17-331に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P26952
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ