


WbおよびElisa用抗Cd123/Il-3Rαポリクローナル抗体（ウサギ） - P26951

商品番号: CM0019944



前書き

ヒトCD123/IL-3RAを標的とするウサギポリクローナル抗体。CD123/IL-3RAはIL-3受容体のリガンド結合性αサブユニットです。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性を示します。造血、白血病幹細胞研究、シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD123ウサギpAb
備考/別名	IL3R、CD123、IL3RX、IL3RY、IL3RAY、hIL-3Ra、IL-3R-alpha
種	ヒト
GeneID	3563
免疫原	ヒトCD123（NP_002174.1）のアミノ酸20～305に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P26951
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ