

Anti-Cd150/Slam ポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q13291

商品番号: CM0022397



前書き

ヒトCD150/SLAM (SLAMF1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応します。SLAMは免疫細胞の活性化、分化、および麻疹ウイルスの侵入を制御します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD150/SLAM ウサギpAb
備考/別名	SLAM; CD150; CDw150; CD150/SLAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6504
GeneID	6504
免疫原	ヒトCD150/SLAMのアミノ酸21-237に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003028.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13291
タンパク質重量	37kDa
配送	アイスバッグ