


Anti-Cd155 (Pvr/Necl-5) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P15151

商品番号: CM0018844



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗CD155ウサギポリクローナル抗体。NK細胞接着、腫瘍浸潤、ウイルス侵入に関与するヒトポリオウイルス受容体（PVR/NECL-5）を認識します。複数のアイソフォーム（約39-45 kDa）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	CD155 ウサギ pAb
備考/別名	PVR; CD155; HVED; NECL5; Necl-5; PVS; TAGE4; ポリオウイルス受容体
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5817
遺伝子ID	5817
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15151
タンパク質分子量	39kDa/40kDa/42kDa/45kDa
発送	保冷バッグ