


Anti-Cd155/Pvr ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15151

商品番号: CM0027506



前書き

ヒトCD155/PVRを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISA用。マウスとの交差反応性が確認されています。NK細胞接着、腫瘍免疫学、およびウイルス学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD155/PVR Rabbit pAb
備考/別名	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5817
遺伝子ID	5817
免疫原	ヒトCD155/PVR (NP_006496.4) のアミノ酸220-345に対応し、組み換え融合タンパク質を含む配列
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P15151
タンパク質分子量	45kDa
配送	保冷バッグ