


Wb、If/Icc、Fc、Elisa用抗Cd162/Psgl-1モノクローナル抗体 - Q14242

商品番号: CM0010780



前書き

ヒトにおけるWB、IF/ICC、FC、ELISAで検証済みの抗CD162/PSGL-

1ウサギモノクローナル抗体。標的は白血球のローリングと炎症に関与するセレクトインリガンドです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD162/PSGL-1ウサギmAb
備考／別名	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6404
GeneID	6404
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14242
タンパク質分子量	43 kDa/45 kDa
輸送	保冷バッグ