


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Cd163ポリクローナル抗体 - Q86Vb7

商品番号: CM0026152



前書き

ヒトCD163に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性CD163を検出します。125 kDaのヘモグロビンスカベンジャー受容体を標的とします。マクロファージおよび炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD163 Rabbit pAb
備考/別名	M130; MM130; SCAR11; CD163
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9332
GeneID	9332
免疫原	合成ペプチド/ヒトCD163 (NP_004235.4?) のアミノ酸750-1050以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86VB7
タンパク質分子量	125kDa
配送	アイスバッグ