


Wb、If-P、Elisa用 抗Cd163 ウサギモノクローナル抗体 - Q86Vb7

商品番号: CM0007185



前書き

ヒトCD163（M130、ヘモグロビンスカベンジャー受容体）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング（WB）、パラフィン切片での免疫蛍光法（IF-P）、ELISAでの使用が検証済みです。マクロファージ活性化および炎症性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD163 ウサギmAb
別名	M130, MM130, SCAR11, CD163
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9332
GeneID	9332
免疫原	ヒトCD163 (NP_004235.4) のアミノ酸861～961領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86VB7
タンパク質分子量	125kDa
輸送方法	保冷剤