


WbおよびElisa用 抗Cd166/Alcam ポリクローナル抗体 - Q13740

商品番号: CM0021289



前書き

ヒトCD166/ALCAM (Q13740)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスと交差反応性あり。細胞接着、T細胞活性化、造血の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD166/ALCAM ウサギ pAb
備考/別名	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	214
GeneID	214
免疫原	ヒトCD166/CD166/ALCAM (NP_001618.2) のアミノ酸28-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13740
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ