

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cd172A/Sirpα ポリクローナル抗体 - P78324

商品番号: CM0026579



前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗CD172a/SIRPαウサギポリクローナル抗体を提供します。ヒト、マウス、ラットのSIRPα（55 kDa）を認識します。食作用の調節、免疫シグナル伝達、シナプス機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD172a/SIRPα ウサギ pAb
備考/別名	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
種	ヒト
GeneID (ヒト)	140885
GeneID	140885
免疫原	ヒトCD172a/SIRPα (NP_542970.1) のアミノ酸220-375に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78324
タンパク質分子量	55 kDa
発送	保冷バッグ