

Wb、If/Icc、Fc、Elisa用抗Cd1Dモノクローナル抗体 - P15813

商品番号: CM0004761



前書き

ヒトCD1dに対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、FC、ELISAに適しています。NKT細胞への糖脂質提示に関与する抗原提示糖タンパク質を標的とします。ヒトサンプルで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD1d Rabbit mAb
備考/別名	R3; CD1A; R3G1; CD1d
種	ヒト
GeneID (ヒト)	912
GeneID	912
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトCD1d (NP_001757.1) のアミノ酸20-301に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15813
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋