

## Wb、Fc、Elisa用抗Cd2ウサギモノクローナル抗体 - P08920

商品番号: CM0007029

### 前書き

マウスとの交差反応性を有し、WB、FC、ELISAで検証済みのCD2ウサギモノクローナル抗体。細胞外ドメインを標的とする組換えタンパク質免疫原を使用。T細胞の接着およびシグナル伝達研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | CD2ウサギmAb                                                        |
| 備考／別名      | Ly37 ; LFA-2 ; Ly-37 ; CD2                                       |
| 種          | マウス                                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 914                                                              |
| 遺伝子ID      | 12481                                                            |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   マウスCD2 (NP_038514.1) のアミノ酸23～203に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                              |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                        |
| 用途         | WB、FC、ELISA                                                      |
| 交差反応性      | マウス                                                              |
| SWISS      | P08920                                                           |
| タンパク質分子量   | 38 kDa                                                           |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                            |