

Anti-Cd204 (Msrl/Scara1) ウサギモノクローナル抗体 (Ihc-P、Fc、Elisa用) - P21757

商品番号: CM0007345



前書き

IHC-P、FC、ELISAで検証済みのAnti-CD204 ウサギmAb。ヒトマクロファージスカベンジャーレセプターI型およびII型（MSR1/SCARA1）を認識し、LDLエンドサイトーシスおよび泡沫細胞形成において重要な役割を果たします。動脈硬化および自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD204 ウサギmAb
備考/別名	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
種	ヒト
遺伝子ID	4481 (ヒト)
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD204 (NP_619729.1) のアミノ酸77-451に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P21757
タンパク質分子量	40kDa/43kDa/50kDa
配送	アイスバッグ