


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd23ポリクローナル抗体 - P06734

商品番号: CM0019619



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでこのウサギポリクローナル抗ヒトCD23抗体を検証できます。アレルギーおよびB細胞研究に重要な、ヒトおよびマウスの低親和性IgE受容体を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD23ウサギpAb
備考／別名	CD23 ; FCE2 ; CD23A ; IGEBF ; CLEC4J ; FCERII ; BLAST-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2208
GeneID	2208
免疫原	ヒトCD23 (NP_001993.2) のアミノ酸48〜321に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06734
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ