


Fc、Elisa用抗Cd262/Dr5/Trailr2モノクローナル抗体 - O14763

商品番号: CM0004962



前書き

ヒト死受容体5（DR5、TRAILR2、CD262）に特異的な高性能ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーとELISAに最適化されており、アポトーシスおよび腫瘍学研究をサポートします。O14763。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD262/DR5/TRAILR2 Rabbit mAb
備考/別名	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; TNF receptor superfamily member 10b; CD262/DR5/TRAILR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8795
GeneID	8795
免疫原	ヒトCD262/DR5/TRAILR2（NP_003833.4）のアミノ酸56-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14763
タンパク質分子量	12kDa/45kDa/47kDa
配送	氷袋