


Wb、Fc、Elisa用 抗Cd28ウサギモノクローナル抗体 - P10747

商品番号: CM0002743



前書き

ウエスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAで検証済みのCD28ウサギmAb。ヒト、マウス、ラットのCD28を認識；約25 kDa。T細胞共刺激および免疫チェックポイント研究の必須ツール。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD28ウサギmAb
備考/別名	Tp44; CD28
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	940
GeneID	940
免疫原	ヒトCD28全長 (P10747) 組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10747
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷剤入り