


Anti-Cd304 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P97333

商品番号: CM0025310



前書き

マウスCD304（Neuropilin-1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。血管新生および神経発育の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD304 Rabbit pAb
備考/別名	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
種	マウス
GeneID (ヒト)	8829
GeneID	18186
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P97333
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスバッグ